

Dispenzor DP 30

Od špecialistov na výkonné čerpadlá

Vyskúšajte nový dávkovač Nouvag DP 30 s vysoko výkonným čerpadlovým systémom. Nastavte výkon čerpadla a pracujte s nožným Vario pedálom.



Univerzálna infiltračná pumpa

Dispenzor DP 30 je univerzálna infiltračná pumpa, ktorá je veľmi vhodná na aplikáciu tumescentnej anestézie pri endovenózne laserovej ablácii.

Potenciometrom na prístroji sa nastavuje požadovaný percentuálny prietok a samotné dávkovanie je ovládané nožným pedálom.

- Najlepší pomer cena/výkon
- Univerzálne použiteľný
- Jednoduché ovládanie
- Jednoduchá údržba
- Kvalita infiltrácie
- Časová úspora v porovnaní s infiltráciou pomocou ihly
- Kontinuálne a presne nastaviteľný výkon infiltrácie
- Spoľahlivá, schválená a stabilná technológia

Technické údaje

Typ:	Dispenzor DP 30
Napájanie:	230 V 50 Hz
Max. výkon:	40 VA
Prietok:	1 – 12.5 l/h (+/- 5 %)
Maximálny tlak:	2.0 bar
Rozmery:	Š 260/ H 250/ V110 mm
Hmotnosť:	2,5 kg

Dispenzor DP 30 s ON/OFF nožným pedálom, Ref. 4186

Obsahuje:

- Infiltračný set, 4 m, sterilný Ref. 6022
- Držiak fľaše (bez fľaše) Ref. 1770
- ON/OFF pedál, Ref. 1513

Dispenzor DP 30 s nožným Vario pedálom, Ref. 4187

Obsahuje:

- Infiltračný set, 4 m, sterilný Ref. 6022
- Držiak fľaše (bez fľaše) Ref. 1770
- Vario pedál, Ref. 1501

Neobsahuje infiltračný roztok!

Ergonomický tvar

Najmenší a najľahší prístroj vo svojej triede. Jednoduché čistenie.

On/Off kontrolka

Zelená LED indikuje zapnutie prístroja.

Integrácia štandardných fliaš

Štandardná fľaša s infiltračným roztokom sa jednoducho pripojí k dispenzeru.

Jednoduché pripojenie hadičky

Tiché čerpadlo

Infiltračná hadička sa ľahko pripája a čerpadlo pracuje na nízkej úrovni hluku.

Adekvátny výkon čerpadla

Reprodukovateľný infiltračný výkon vďaka stupnici regulácie prietoku.

Predný spínač čerpadla

Spínač je umiestnený na prednom paneli, z dôvodu jednoduchého ovládania a zamedzenia neúmyselného posunutia prístroja.

